

**PHILIPS**

Lighting



# InfraRed Healthcare Heat Incandescent

## PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12

Οι λαμπτήρες υπερώθρων της Philips για εφαρμογές φροντίδας υγείας και σώματος έχουν σχεδιαστεί για τη θεραπεία μη επιφανειακών μυϊκών παθήσεων και τραυματισμών από άθληση. Αυτοί οι λαμπτήρες πυράκτωσης με καθρέπτη αποτελούν εξαιρετική λύση για την παροχή εντοπισμένης εφαρμογής θερμότητας για την ανακούφιση των μυϊκών πόνων. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία ρευματικών παθήσεων. Αυτή η μορφή θεραπείας με θερμότητα έχει αποδειχθεί ότι επιταχύνει επίσης την ανάρρωση από διάφορους τύπους τραυματισμών, όπως οι τραυματισμοί από άθληση και τα μη μολυσμένα τραύματα, και σε πολλές περιπτώσεις παρέχει ταχεία και αποτελεσματική ανακούφιση από τον πόνο. Τα πλεονεκτήματα αυτής της μορφής θεραπείας με θερμότητα βασίζονται στην τοπικά αυξημένη κυκλοφορία του αίματος στην επιδερμίδα, που προκαλείται από την αγγειοδιασταλτική απόκριση. Αυτή συνεπάγεται έναν αυξημένο ρυθμό μεταφοράς προϊόντων μεταβολισμού και άλλων βασικών βιοχημικών ενώσεων. Τα πλεονεκτήματα επίσης επιτυγχάνονται από τη βαθύτερη διείσδυση της θερμότητας, η οποία παρέχει μια ήπια, ευχάριστη αίσθηση θέρμανσης.

### Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Λυχνιολαβή	E27 [ E27]
Θέση λειτουργίας	UNIVERSAL [ Any or Universal (U)]
Κύρια εφαρμογή	Infrared Health
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ονομ.)	300 h
Διαβαθμισμένη διάρκεια ζωής (ώρες)	300 h
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Power (Rated) (Nom)	150 W
Τάση (ονομ.)	230 V


Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Κόκκινο
Υλικό λαμπτήρα	Σκληρό γυαλί
Σχήμα λαμπτήρα	PAR38 [ PAR 4.75 inch/121mm]
Στοιχεία προϊόντος	
Πλήρης κωδικός προϊόντος	871150012887415
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12

## InfraRed Healthcare Heat Incandescent

ΕΑΝ/UPC	8711500128874
Κωδικός παραγγελίας	12887415
Τοπικός κωδικός	INFR150WE27
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	LAMPADA INFRAVERMELHA PAR38 150W 220V

Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12
Αρ. υλικού (12NC)	923806644210
Καθαρό βάρος αντιγράφου (τεμάχιο)	308,000 g

### Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12

Product	D	C (max)	C1 (max)
PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12	121 mm	136 mm	124 mm

